



# COMFORTseat ti semplifica la VITA



**...i Plus di COMFORT**



BATTERI



IDROREPELENTE



ANTIMUFFA




ATOSSICO



INODORE

**Per chi ama la comodità, anche per le esigenze fisiologiche quotidiane  
Particolarmente adatto per Disabili, OBESI e ANZIANI**

**COMFORTseat**



Modello realizzato per l'impiego su  
vaso, bidet, vasca da bagno  
Le opportunità d'impiego non sono  
comunque limitate ai soli sanitari  
Questo specifico modello è  
particolarmente adatto per tutte le  
persone di altezza superiore alla  
media.



**COMFORTseat**




**COMFORTseat** è un prodotto innovativo,  
per la praticità d'impiego.

Realizzato per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti  
coloro che non disdegnano la comodità.

Di grande aiuto per le persone claudicanti, obesi, persone  
convalescenti per interventi chirurgici e anziani.


**COMFORT SEAT** è un prodotto brevettato.

Le caratteristiche di  
**COMFORTseat**




**COMFORTseat**

Realizzato e prodotto con materiali altamente innovativi, Comfortseat, unisce ergonomia, praticità e semplicità di l'utilizzo.



**COMFORTseat**

Le ventose inserite nella base di appoggio, garantiscono una applicazione forte e stabile su ceramiche o superfici in ambienti dove sono presenti sanitari, ceramiche, piastrelle etc..



## COMFORTseat, semplicità e praticità

A



COMFORTseat



**ATTENZIONE**  
E' necessario sciugare bene la superficie dell'asse del vaso o il bordo del bidet, dove verrà applicato **COMFORTseat**

B



COMFORTseat



**COMFORTseat** non può essere applicato su bordi inferiori ai 2 cm di larghezza.  
Facilità e praticità nell'utilizzo quotidiano.  
Facilmente riposizionabile

## Le caratteristiche di COMFORTseat




**C** **COMFORTseat**, applicato sul fondo della vasca. Sopperisce a quel fastidioso scivolamento in avanti del corpo, con la necessità di dover riprendere posizione di tanto in tanto. Eccezionale per tutte quelle persone che hanno problemi muscolari, impossibilitati a cambi di posizione. Perfetto anche per vasche idromassaggio



**D** **COMFORTseat**, nel momento in cui, dopo averlo utilizzato per lo scopo richiesto, rimuovendolo, lo si può applicare direttamente sulla parete adiacente. Pratico nell'utilizzarlo di volta in volta, elimina il problema di dove metterlo e conseguentemente di doverlo riprendere per essere nuovamente utilizzato




## COMFORTseat, la comodità al tuo servizio

**Fig1**

Per tutte le persone che hanno problemi di articolazione, obesi o soggetti con una muscolatura ormai compromessa, **COMFORTseat**, aiuta a riprendere la posizione eretta, grazie all'elasticità della seduta, alla sua ergonomia e al fatto che, applicato sul vaso o sul bidet, aumenta l'altezza da terra.

Con **COMFORTseat** l'angolo di seduta è maggiore di  $90^\circ$ , ( vedi Fig 2 ) facilitando così la spinta degli arti inferiori per riprendere posizione.





**COMFORTseat**

Distribuito da  
 **mediland**

**COMFORTseat...ti semplifica la vita**